

SureFood® ALLERGEN 4plex Peanut/Hazelnut/Walnut+IAC (S3402)

Gültig ab Lot | valid from lot: **25364**

Produktinformation | manual: **ab/from Version August 2025**

Wichtiger Hinweis

Im vorliegenden Kit und der zugehörigen Produktinformation haben sich folgende Änderungen ergeben:

Im vorliegenden Kit wurde das Primer-Probe System geändert.

1. Die Nachweisgrenze für Erdnuss wurde von 1 ppm auf 0,4 ppm verbessert (Seite 3, Abschnitt 1.2 Nachweisgrenze).

Important note

In the present kit and according manual a change has been made in context with a product workover:

In the present kit a modification has been made in the primer probe system.

1. The detection limit for peanuts has been improved from 1 ppm to 0.4 ppm (page 9, section 1.2 Limit of Detection).

SureFood® ALLERGEN 4plex Peanut/Hazelnut/Walnut+IAC (S3402)

Gültig ab Lot | valid from lot: **25364**

Produktinformation | manual: **ab/from Version August 2025**

Wichtiger Hinweis

Im vorliegenden Kit und der zugehörigen Produktinformation haben sich folgende Änderungen ergeben:

Im vorliegenden Kit wurde das Primer-Probe System geändert.

1. Die Nachweisgrenze für Erdnuss wurde von 1 ppm auf 0,4 ppm verbessert (Seite 3, Abschnitt 1.2 Nachweisgrenze).

Important note

In the present kit and according manual a change has been made in context with a product workover:

In the present kit a modification has been made in the primer probe system.

1. The detection limit for peanuts has been improved from 1 ppm to 0.4 ppm (page 9, section 1.2 Limit of Detection).